


Art.-Nr. 3955: Mund-Nasen-Gesichtsmaske 3-lagig 50 Stück

Produktbilder



50er Packung



Produktbeschreibung

Eigenschaften der Mund-Nasen-Gesichtsmaske

Die Mund-Nasen Maske ist **dreilagig** und durch den **geringen Atemwiderstand** angenehm zu tragen.

Die seitlich angebrachten, dehbaren Schlaufen ermöglichen eine schnelle Befestigung an den Ohren.

Material: 75% Polypropylen, 15% Polyethylen, 5% Elasthan, 5% Zinklegierung

Vor der Platzierung der Maske

Grundsätzlich empfiehlt sich eine gründliche Reinigung der Hände vor dem Anlegen der Maske. Die Maske sollte immer an der Außenseite angefasst werden.

Platzierung der Mund-und-Nasen-Maske

Die blaue Seite der Maske ist die Außenseite und die weiße Seite ist die Innenseite. Der mittig am Rand gelegene Metallbügel kennzeichnet die Oberseite.

- Beim Aufsetzen halten Sie die Maske an der Außenseite gegen Mund und Nase (Metallbügel an Nase).
- Legen Sie die Ohrschlaufen um die Ohren.
- Jetzt die Maske über Mund und Nase ziehen.
- Metallbügel eng anliegend über die Nase biegen.

Beim Abnehmen der Maske halten Sie die Maske an der Außenseite fest, lösen die Ohrschlaufen und nehmen die Maske ab. Werfen Sie die Maske sofort in geeignete Abfallbehälter.

Die Mund-und-Nasen-Maske ist eine Einweg-Maske. Nach Gebrauch muß die Maske in geeignete Abfallbehälter geworfen werden. Fassen Sie die Maske vorsorglich immer an der Außenseite an. Bei starker Durchfeuchtung, bitte die Maske austauschen.

Hinweis: Kein Medizinprodukt oder persönliche Schutzausrüstung. Nicht für den Einsatz im Gesundheits- oder Pflegewesen, als Arbeitsschutz oder sonstige Schutzausrüstung zum Schutz vor Infektionen oder anderen Schadstoffen geeignet.

Aus hygienischen Gründen sind Retouren nicht möglich.

Produktdaten

Allgemeine Produktdaten

Name	Mund-Nasen-Gesichtsmaske 3-lagig 50 Stück
Artikelnummer / SKU	3955
EAN	4063592006702
Hersteller EAN	4063592006702
Hersteller	LongLife LED GmbH by HK

Rechtliche Produktdaten

Garantie	2 Jahre
Herkunftsland	China
Gewicht	0,346 kg
Netto-Gewicht des Produktes	0,346 kg